

CHECKLISTE FÜR DIE RICHTIGE INHALATIONSTECHNIK

GENUAIR

V 1-3: FRAGEN ZUR KORREKTEN **V**ORBEREITUNG DER INHALATION

A 4-9: FRAGEN ZUR KORREKTEN **A**NWENDUNG DER INHALATION

B 10: FRAGE ZUR KORREKTEN **B**EENDIGUNG DER INHALATION

	Vorgehen bei richtiger Inhalationstechnik	Inhalationsfehler (Checkliste)	Fehler
V1	Schutzkappe auf dem Mundstück entfernen durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne	Schutzkappe wird nicht oder nicht korrekt entfernt	
V2	Inhalator waagrecht halten mit der farbigen Taste nach oben Farbe des Kontrollfensters rot	Inhalator wird nicht korrekt gehalten (z.B. nicht waagrecht oder falsch herum mit der Taste nach unten) Farbe des Kontrollfensters wird nicht überprüft	
V3	Dosiertaste bis zum Anschlag drücken und wieder loslassen Farbwechsel im Kontrollfenster auf grün	Dosiertaste wird nicht gedrückt bzw. die Taste wird nicht wieder losgelassen Kein Farbwechsel im Kontrollfenster	
A4	Inhalation bei aufrechter Körperhaltung (Sitzen od. Stehen)	Inhalation bei ungünstiger Körperhaltung	
A5	Vor Inhalation tief ausatmen (nicht in das Mundstück)	Vor der Inhalation wird nicht oder nicht ausreichend ausgeatmet	
A6	Mundstück mit den Lippen dicht umschließen	Mundstück wird nicht dicht mit den Lippen umschlossen bzw. Auslösen erfolgt gegen Zähne, Lippen oder Zunge	
A7	Kräftige und tiefe Inspiration	Inspiration nicht tief und kräftig genug Inspiration wird beim Klickgeräusch abgebrochen	
A8	Atem möglichst für 5-10 Sekunden anhalten	Atem wird nach Inhalation nicht oder zu kurz angehalten	
A9	Expiration nicht in das Mundstück	Expiration in das Mundstück hinein	
B10	Schutzkappe wieder aufsetzen nach Beendigung der Inhalation Überprüfen der abgegebenen Dosis des Kontrollfensters	Schutzkappe wird nicht aufgesetzt nach Beendigung der Inhalation Kontrollfenster wird nicht überprüft, Kein Farbwechsel von grün nach rot	