



Простое применение:

Пошаговое описание ингаляции при помощи устройства Easyhaler®.

Потрясите




- Снимите защитный колпачок с загубника




- Сильно встряхните ингалятор Easyhaler® 3-5 раз

Щелчок



- Держите устройство вертикально
- Однократно сильно сожмите его между большим и указательным пальцем, пока не услышите щелчок
- После этого позвольте устройству разжаться в исходное положение

Вдох



- Выдохните обычным образом (однако НЕ в ингалятор Easyhaler®)
- Плотно захватите Easyhaler® губами
- Сильно и глубоко вдохните через Easyhaler®
- Удалите устройство и в течение 5 секунд задержите дыхание
- Затем сделать выдох рядом с устройством
- Наденьте защитный колпачок на загубник


Если Вам предписана более чем одна доза, повторите шаги 1-3.

Для уменьшения риска грибной инфекции прополощите рот и глотку водой, НЕ проглатывая ее.

Показания счетчика

Ингалятор Easyhaler® снабжен счетчиком, который показывает количество оставшихся доз.


- После пятого применения показания на счетчике изменяются
- Красная отметка – это сигнал о том, что осталось всего лишь 20 доз
- Если счетчик на нуле, ингалятор Easyhaler® нужно заменить



Если вы используете защитный бокс

НЕ извлекать Easyhaler® при ингаляции из защитного бокса.

- Открыть защитный бокс
- Снять с мундштука защитный колпачок
- Ингалировать, как описано в шагах 1-3
- Надеть защитный колпачок на мундштук
- Закрыть защитный бокс



При неправильном применении


Устройство Easyhaler® предотвращает двойную дозировку!

Если...

- Easyhaler® был сжат до щелчка случайно
- Easyhaler® был задействован более одного раза
- Вы выдохнули в устройство

То...

- постучите загубником ингалятора Easyhaler® о поверхность стола или о свою ладонь



Более подробную информацию вы найдете по ссылке: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland